

Upgrade ↑


Gentex™

Prestige Latex polymer coated
Examination Gloves 4.5 mil

* mil : 1/1,000 인치로 두께의 단위 (1 mil=0.0254 mm)

너무 잘 찢어지지 않나요?
고무 특유의 독한 냄새 싫으시죠?
라텍스 특유 알러지로 고생하셨나요?

이러한 고민 해결!
GeneAll의 새로워진 Latex glove 제품을 사용해 보세요!

Color : Creamy white 

Purpose of use : 의료, 화학, 생명공학 연구 분야 등

Polymer coated and powder free

- Powder를 대체한 폴리머가 코팅되어 잘 미끄러지지 않음
- 하얗게 묻어나지 않아 실험 시 묻어나는 파우더로 인한 영향 없음 (단백질 함량 ≤ 50 µg)
- 알러지 걱정할 필요 없음

Durable



- 타사 대비 확연히 다른 두께감으로 잘 찢어지지 않음
- 우월한 신축성
- 손에 잘 스며들지 않아 위험 화학물질로부터 보호 가능

No strong smell : 고무 특유의 독한 냄새가 거의 나지 않음


Ambidextrous : 양 손 구별 없이 모두 사용 가능

Various size : X-small 부터 x-large 까지 선택 가능

ASTM D3578, EN 455 part 1, 2, 3 & 4, ISO 11193-1 인증 제품



Specification



Physical Dimensions	Specification	Typical Value
총 길이 / Length	Min 240	242
손바닥 / Palm Thickness	0.12 ± 0.03	0.13
손가락 / Finger Thickness	0.13 ± 0.03	0.14

Ordering Information

Cat. No	Description	Size	Packaging
GTP-100XS		Extra Small	
GTP-100S	Gentex™ Prestige	Small	100 gloves / pack
GTP-100M	Latex Polymer coated 4.5 mil Examination Gloves	Medium	10 packs / box
GTP-100L		Large	

Upgrade↑

Gentex™

Examination Gloves

NITRILE

3 mil

POWDER FREE

* mil : 1/1,000 인치로 두께의 단위 (1 mil=0.0254 mm)

너무 잘 찢어지지 않나요?
물이나 시약이 스며들어 잘 미끄러지지 않나요?

이러한 고민 해결!

GeneAll 의 새로워진 Nitrile glove 제품을 사용해 보세요!



Color : Violet blue

Purpose of use : 의료, 화학, 생명공학 연구 분야 등

Powder free

- 천연 라텍스 단백질로부터 유발되는 알러지 없음
- 밀착되는 착용감과 탄성이 탁월

Durable & chemical resistance

- 잘 찢어지지 않고 물이 손에 스며들지 않음
- 내구성 및 내화학성이 뛰어나 안전함

Textured : 엠보싱 처리로 착용 시 젖은 상태에서도 미끄러지지 않음


Ambidextrous : 양 손 구별 없이 모두 사용 가능

Various size : X-small 부터 x-large 까지 선택 가능

ASTM D6319, ASTM D6978, EN455 part 1, 2, 3 & 4, EN 1186, EN 13130, CEN/TS 14234, EN 420, EN 374 part 1, 2 & 3 인증 제품



Specification



단위 : mm

Physical Dimensions	Specification	Typical Value
총 길이 / Length	Min 240	245
손바닥 / Palm Thickness	0.07 ± 0.02	0.08
손가락 / Finger Thickness	0.08 ± 0.02	0.09

Ordering Information

Cat. No	Description	Size	Packaging
GTN-100XS	GenTex™ Nitrile Powder Free 3 mil Gloves	Extra Small	100 gloves / pack 10 packs / box
GTN-100S		Small	
GTN-100M		Medium	
GTN-100L		Large	
GTN-100XL		Extra Large	