

쇼핑몰 SolMate™ Biocleaner-S 10% 할인 이벤트

우수하고 효과적인 오염 방지 솔루션을 제공하는 SolMate™ Biocleaner-S를
10% 할인된 가격으로 여러분께 제공합니다.
8월 한 달 동안 진행되는 이 기회를 꼭 놓치지 마세요!

프로모션 정보



✓ **사용이 편리한
스프레이 형태**

✓ **인체 및 환경에 무해**

✓ **강력한 오염 방지**

✓ **실온 보관**

✓ **광범위한 오염원의
항균 스펙트럼**



정가
~~180,000원~~

프로모션가

162,000원

[* 부가세 별도]

제품 특징

생물학적 오염 방지 특화

- 메탄올 및 에탄올 소독제 보다 강력한 오염 방지 효과
- 마이코플라즈마, 박테리아, 바이러스, 곰팡이, 효모 등 광범위한 항균 스펙트럼
- 빠르고 장시간 지속되는 효과

친환경적이고 무해한 성분

- 무독성, 생분해성, 비부식성, 무색소
- 인체 및 환경에 무해한 성분으로 구성
- 지시에 따라 사용 시, 배양 세포에도 큰 영향을 주지 않음

사용 방법

1. 제공되는 스프레이와 SolMate™ Biocleaner-S 본체를 조립합니다.
2. 작업대, 실험 장비, CO₂ 인큐베이터 내부 등의 오염을 예방하고자 하는 곳에 충분히 분사합니다.
3. 분사된 용액은 닦아내지 말고 자연 건조합니다.
4. 2주에 한 번씩 정기적으로 소독하여 관리합니다.